

## **Ponúkame:**

- > kontrolu stavu
- > kontrolu tesnosti tlakovou skúškou
- > kalibráciu pipiet a dávkočav rôznych výrobcov
  - Akreditovaná kalibrácia - 10 meraní (na troch hladinách objemu), vystavenie kalibračného listu a príslušnej dokumentácie podľa ČMI a ČIA, základná údržba a výmena drobných dielov
  - Servisný balíček Standard - 10 meraní (na troch hladinách objemu), vystavenie kontrolného listu, základná údržba a výmena drobných dielov
  - Servisní balíček Basic - 4 merania (na troch hladinách objemu), vystavenie kontrolného listu
- > servis pipiet, dávkočav s výmenou náhradných dielov (iba Eppendorf)

Pred odosielaním pipiet na kalibráciu je vždy nutné vyplniť dekontaminačný protokol a formulár objednávky kalibrácie (dokumenty na stiahnutie nižšie). Tieto vyplnené dokumenty je nutné priložiť k odosielaným pipetám.

## **Adresa na zaslanie pipiet na kalibráciu:**

Life M s.r.o.  
Voděradská 2552/16  
Říčany u Prahy  
251 01

## **Pre bližšie informácie prosím kontaktujte:**

RNDr. Ján Kovaľ, PhD.:  
jan.koval@lifem.sk  
tel: 0911 181 475



Kalibrácia je vykonávaná v súlade s európskou normou ISO 17025 v akreditovanom laboratóriu, ktoré je pravidelne auditované u Českého inštitútu pre akreditáciu, o.p.s.