



**Spolehlivé produkty
do Vaší laboratoře**



Starlab je německá společnost s více jak 22 letou tradicí, která se specializuje na oblast manipulace s kapalinami a výrobu malých laboratorních přístrojů. Klade důraz na životní prostředí a jeho udržitelnost.

Pipetovací špičky TipOne®

Všechny špičky TipOne® jsou vyráběny z vysoce čistého polypropylenu, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita. Jsou certifikovány bez RNáz, DNáz, DNA a pyrogenů. Vyrábějí se bez filtru nebo s filtrem (HDPE = high density polyethylene), sterilní/nesterilní. Dodávají se v balení – sáček, krabička a náplně do krabiček. **Pasují na všechny běžně dostupné pipety.**



Pipety ErgoOne®

Jsou velmi lehké, mají ergonomický tvar, snadno se používají a poskytují přesné a správné pipetování. 3-letá záruka.

Jsou navrženy tak, aby byly **kompatibilní s běžně dostupnými špičkami** při zachování přesnosti a správnosti. Pipetovací špičky TipOne® a pipety ErgoOne® vytvářejí dokonalé pipetovací duo. Jsou barevně sladěné podle objemu pro usnadnění každodenní laboratorní práce.




Zkumavky TubeOne®

zůstávají utěsněné během varu, mražení nebo odstřeďování a lze je i poté snadno otevřít! Jsou opticky čisté, aniž by byla ohrožena strukturální integrita, mají matný povrch pro psaní. TubeOne® jsou vyrobeny z čistého polypropylenu pomocí nejmodernějšího výrobního zařízení umístěného v přetlakovém prostředí s HEPA filtrem. Při výrobě se nepoužívají žádné přídavné látky. Vaše vzorky zůstávají chráněny před potenciálními bioaktivními kontaminanty.



Zkumavky Ultra High Recovery

polypropylenové zkumavky s ultra vysokou výtěžností vhodné pro peletování RNA nebo DNA nebo manipulaci s proteiny, které často vyžadují povrch s nízkou adhezí, jsou zcela nereaktivní.



Kryogenní zkumavky

pro skladování a přepravu biologického materiálu. Vyrobeno ze 100% polypropylenu. Pro skladování do -196 °C v plynné fázi kapalného dusíku. Zkumavky s vnitřním závitem se silikonovým těsněním ve víčku pro nejvyšší možnou nepropustnost. Bílá plocha pro psaní a dobře viditelné černé dělení po 100 µl krocích. Sterilní a certifikovaný bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitoru a endotoxinů.



Zkumavky se šroubovacím víčkem

vyrobené ze 100% polypropylenu medicínské kvality. Vhodné pro mnoho aplikací od skladování vzorku v plynné fázi kapalného dusíku do mrazáku, přes var až po autoklávování (121 °C). Víčka jsou k dispozici samostatně. Zkumavky a víčka jsou autoklávovatelné. Certifikované bez RNáz, DNáz a DNA. K dostání také v barvě amber.



PCR zkumavky

mají připevněná víčka. Poskytují optimální těsnění, které minimalizuje ztráty kapaliny odpařováním. Uzávěry se snadno otevírají a zavírají, přesto zajišťují těsné usazení, aby se snížilo odpařování vzorku. K dostání v barvě natural a bílá pro qPCR.

V nabídce také PCR stripy a víčka, PCR destičky a jejich těsnění (fólie, film).



Thermomixer-Mixer HC

umí MÍCHAT, ZAHŘÍVAT a CHLADIT po přesně stanovenou dobu. Mixer HC je přístroj pro základní laboratorní metody. Nabízí přesnou regulaci teploty a široký teplotní rozsah pro spolehlivou a reprodukovatelnou přípravu vzorků.

Snadno se používá a brzy se stane vaším každodenním společníkem, který vám pomůže urychlit vaši práci. Možnost výběru z 9 výměnných bloků.




Vortex

ekonomický vortex pro běžné míchání vzorků malých objemů. Dodáván s univerzálním adapterem pro zkumavky do 30 mm. Na výběr více adaptérů pro zkumavky různých velikostí a také pro skirtované destičky. Nastavitelná rychlost umožňující jemné míchání vzorků až po intenzivní míchání a resuspendování buněk nebo pelet. Prostiskluzové nožičky zajišťující stabilitu přístroje.




Vortex IR

má infračervený detektor pohybu, který automaticky spustí přístroj, jakmile zkumavka vstoupí do pole senzoru. V nabídce více adaptérů pro zkumavky různých velikostí a také pro skirtované destičky.




Starlab Minicentrifuga

Minicentrifuga se dvěma výměnnými rotory s kapacitou 8 x 1,5/2,0 ml nebo 4 x PCR strip (32 x 0,2 ml PCR zkumavek) s max. rychlostí 2.500 x g (6.500 rpm). Adaptéry pro 0,2 ml a 0,5 ml zkumavky.



Rukavice StarGuard®

Jsou bez pudru, nitrilové nebo latexové, obouruké, na jedno použití, nesterilní, ochrana proti postříkání chemikálií typu B, kategorie III OOP.



| StarGuard® Comfort | StarGuard® Protect | StarGuard® Sensitive | StarGuard® Touch |
|----------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| nitrilové | nitrilové | nitrilové | latexové |
| AQL 0,65 | AQL 0,65 | AQL 1,5 | AQL 1,5 |
| světle modré | fialové | modré | natural |
| vysoké pohodlí a obratnost | síla a trvanlivost | klinicky prokázané nižší riziko dermatitidy | bezpečný úchop a hmatová citlivost |
| ergonomické | delší a silnější | | plně texturované |

Kupte si kvalitní produkty na e-shopu

www.lifem.cz